

Lampe puissante sur flexible très robuste appréciée des spécialistes désirant réaliser des interventions dans leur cabinet médical et souhaitant une reproduction fidèle des différentes nuances de couleur des tissus. Sa poignée ergonomique permet un positionnement précis et intuitif.

L'option d'intensité, 50% ou 100% permet une vision différente de la peau obtenue par deux puissances lumineuses différentes.

Idéale en chirurgie mineure, en dermatologie et chirurgie esthétique


● Dispositif Medical Classe 1

Intensité Lumineuse **1680 Lumens***

Température de couleur **4500°K* (blanc neutre)**

Indice de rendu des couleurs **IRC 95/100**

Consommation électrique **17 Watts**

Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
210 000		30 cm	10 cm
120 000		50 cm	13 cm
33 000		100 cm	20 cm

*Tolérance des données +/- 10%



Bella
interrupteur sans contact

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 16 x 13 cm
- Fixations possibles :
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 70 cm	LED17650	LED17650-ISC
Option double intensité	LED17650DI	LED17650DI-ISC

