

SANITIZER SURFACES S2

- + EFFICACE
- + PRATIQUE
- + POLYVALENT

Nettoyant-désinfectant de surfaces polyvalent formulé spécialement pour répondre aux besoins quotidiens des professionnels de santé. Conçu pour une utilisation étendue, y compris sur les dispositifs médicaux sensibles non-invasifs, Sanitizer Surfaces S2 offre une solution complète en un seul passage.

VIRUCIDE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



ALCOHOL FREE



SANITIZER SURFACES S2

PRÊT-À-L'EMPLOI NETTOYANT-DÉSINFECTANT

Grâce à sa formulation innovante, Sanitizer Surfaces S2 offre un usage polyvalent en toute sécurité. En un seul passage, il élimine efficacement les bactéries (gram positif et négatif), les virus enveloppés ainsi que les levures, réduisant ainsi le temps nécessaire pour une prévention optimale des infections. Sans alcool, Sanitizer Surfaces S2 offre une grande compatibilité-matériau, protégeant ainsi les surfaces sensibles même lors d'une utilisation soutenue.



750 ml | 132202



5000 ml | 132203

EFFICACITÉ RÉELLE

Rigoureusement testé selon les normes européennes (EN 14885) garantissant son efficacité dans les conditions d'utilisation réelles. Sanitizer Surfaces S2 couvre les principales sources d'infection croisées pour une protection fiable et durable.

FACILITÉ D'UTILISATION

Avec sa capacité 2-en-1 nettoyant-désinfectant, il suffit d'un passage pour traiter les surfaces de manière efficace et sûre.

ACTION MOUSSANTE

Grâce à sa mousse compacte, les temps de contact sont respectés sans générer d'aérosols, protégeant ainsi l'opérateur. Cette action moussante permet un nettoyage en profondeur des résidus tenaces, assurant ainsi une désinfection complète des surfaces traitées.

USAGE POLYVALENT

Sa grande compatibilité-matériau offre un usage en toute sécurité et respect des différentes surfaces à traiter. Sans compromis avec l'intégrité des matériaux, Sanitizer Surfaces S2 assure une longévité accrues des équipements médicaux.

PARFUM AGRÉABLE

Outre ses performances supérieures, Sanitizer Surfaces S2 laisse un parfum frais et agréable dans l'environnement traité, pour un sentiment de sécurité renforcé pour les patients.

SOLUTION ÉCONOMIQUE

Grâce à son double emploi nettoyant-désinfectant, Sanitizer Surfaces S2 simplifie la décontamination tout en éliminant le besoin de détergent préliminaire, contrairement au désinfectant à base d'alcool.

EFFICACITÉ	SELON LES STANDARDS
BACTÉRICIDE 1 min	EN 13727 + A2* EN 13697 + A1
LEVURICIDE dès 1 min	EN 13624* EN 13697
VIRUCIDE sur virus enveloppés 1 min	EN 14476 + A2* EN 16777
DONNÉES TECHNIQUES	
Composition Aqua, Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-16)) (68424-85-1) 0.48% w/w (4.8g/kg), Didecyl dimethylammonium Chloride (7173-51-5) 0.22% w/w (2.2g/kg), Parfumes.	
Mode d'emploi Asperger des surfaces et des objets propres à désinfecter à une distance de 30 cm de manière à les humidifier entièrement, puis laisser le désinfectant agir pendant 60 secondes (pour une efficacité totale, laisser agir 5 minutes). Laisser le spray s'évaporer ou sécher avec une serviette propre. Pour un usage professionnel exclusivement. Contient un détergent.	
Dispositif médical classe IIa	

* conditions de saleté