

OMRON

FRAFITO
ÉQUIPEMENT MÉDICALREF OMR331
HEM-7154-E

M3

Tensiomètre automatique au bras
pour un usage à domicile

Indicateur de battements irréguliers du cœur

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale⁽¹⁾
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Indicateur d'hypertension
- ✓ Indicateur d'installation correcte
- ✓ Moyenne des 3 mesures en 10 minutes
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité

Type de brassard	Souple
Taille brassard	Adulte 22-42 cm
Bluetooth	Non
Date/Heure	Oui
Alimentation	4 piles AA 1,5 V (1000 mesures) ou adaptateur secteur
Livré avec	Moniteur, brassard, boîte de rangement, piles, 2 manuels d'utilisation
Matériaux	ABS, nylon, polyvinyl chloride, polycarbonate
Conditions d'utilisation	Température : +10 à -40°C Taux d'humidité : 15 à 90%
Garantie	Moniteur 3 ans Accessoires 1 an

Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids				Conditions de stockage /transport	
		Produit		Packaging		Température	Taux d'humidité
		Moniteur seul	Brassard	Pack unitaire	Master carton (10 ex.)		
HEM-7154-E	40 15672 11183 7	105 x 87 x 153 mm 310 g (sans piles)	145 mm x 594 mm (tube à air : 750 mm) 170 g	125 x 165 x 118 mm 725 g	623 x 208 x 276 mm 8,4 kg	- 20°C à +60°C	10 à 90%

Accessoires compatibles

Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation	Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation
OMR025	HEM-CS24	Brassard 17-22 cm	OMR121	HHP-CM01	Adaptateur secteur
OMR026	HEM-CR24	Brassard CM2 22-32 cm	OMR338		Connecteur brassard
OMR249	HEM-RML31	Brassard 22-42 cm			